

## ANEXO J

### PARÁMETROS DEL LUMINÓMETRO

Parámetros ATP Bioluminiscencia ( en RLU)			Acción
Superficies de Acero Inoxidable	Limpio	$\leq 250$	Liberación
	Cuidado	251 - 350	Volver a limpiar
	Re muestreo	$\geq 351$	Volver a limpiar, re muestrear y liberar
Superficies de Plástico	Limpio	$< 500$	Liberación
	Cuidado	501 - 750	Volver a limpiar
	Re muestreo	$\geq 751$	Volver a limpiar, re muestrear y liberar